

# Haciendo la Diferencia

en el  
Camino  
de la Vida

20  
19



Catálogo de Productos

Línea de Producto	Marca	Página
<b>Ostomía</b>		
	CeraPlus	3 - 8
	New image	9 - 12
	Premier	13 - 14
	Pouchkins	15 - 18
	Adapt	19 - 22
<b>Continencia</b>		
	InView	23 - 24
	Apogee	25 - 26
	Accesorios	27 - 28
<b>Cuidado Crítico</b>		29 - 30
<b>Códigos</b>		
	Códigos Hollister	31
	Claves de Catálogo y Cuadro Básico	32

Hollister  
Ostomía

Catálogo de  
Productos

Ostomía



[www.hollister.com.mx](http://www.hollister.com.mx)



Mantener el  
Ambiente  
Adecuado  
Hace toda la  
Diferencia



# CeraPlus

**Barrera Cutánea Infundida con Ceramidas**

Mantener un  
Ambiente Adecuado  
Hace toda la  
Diferencia



## La Piel Periestomal Merece lo Mejor

No se puede restar la importancia que tiene la piel periestomal en el cuidado de los estomas. La condición de esta piel afecta en gran medida la adhesión de la barrera cutánea, pero también influye en la comodidad y el bienestar del paciente que vive con un estoma.

Desafortunadamente los problemas de la piel periestomal son muy frecuentes. Cerca de la mitad de los pacientes ostomizados experimentarán algún problema en la piel periestomal durante su vida.

Incluso, muchos piensan que estos problemas forman parte de vivir con un estoma. En Hollister no estamos de acuerdo, los pacientes no necesitan sufrir, y nuestra meta es ayudar a mantener la piel periestomal sana desde un inicio.



## Barrera Cutánea CeraPlus.

La barrera cutánea CeraPlus está infundida con ceramidas, un componente lipídico natural de la piel humana que une a las células de la capa más externa (epidermis) entre sí, creando una barrera protectora e impermeable y ayudando a prevenir el daño cutáneo y la resequedad.

## New Image Sistema Colector de Dos Piezas

### Sistema de Identificación por Colores.

Para ayudarle a seleccionar los componentes compatibles del Sistema Colector de Dos Piezas New Image, cada etiqueta en el empaque primario tiene un código de colores. Primero elija la barrera cutánea apropiada al tamaño del estoma y necesidades del paciente, luego elija la bolsa adecuada y que correspon al color del código de la barrera.

44mm

57mm

70mm

102mm




### CeraPlus Barrera Cutánea Plana con Aro de Ensamble Flotante Integrado



**1120x** (Recortable)

- » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
- » Con Marco Adhesivo

Caja con 5




Código	Color	Aro de Ensamble	Recortable Hasta:
11202		44 mm	32 mm
11203		57 mm	44 mm
11204		70 mm	57 mm



**1510x** (Recortable)

- » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
- » Sin Marco Adhesivo

Caja con 5

Código	Color	Aro de Ensamble	Recortable Hasta:
15102		44 mm	32 mm
15103		57 mm	44 mm
15104		70 mm	57 mm

### CeraPlus Barrera Cutánea Convexa con Aro de Ensamble Flotante Integrado






**1140x** (Recortable)

- » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
- » Con Marco Adhesivo



Caja con 5

Código	Color	Aro de Ensamble	Recortable Hasta:
11402		44 mm	25 mm
11403		57 mm	38 mm
11404		70 mm	51 mm




## CeraPlus Barrera Cutánea Convexa con Aro de Ensamble Flotante Integrado (continúa)



- 1530x** (Recortable)
- » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
  - » Sin Marco Adhesivo



Caja con 5





Código	Color	Aro de Ensamble	Recortable Hasta:
15302		44 mm	25 mm
15303		57 mm	38 mm
15304		70 mm	51 mm



- 1150x** (Pre-Cortada)
- » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
  - » Con Marco Adhesivo



Caja con 5

Código	Color	Aro de Ensamble	Pre-Cortada a:
11503		44 mm	22 mm
11504		44 mm	25 mm
11505		57 mm	29 mm
11506		57 mm	32 mm

## Premier Sistema Colector de Una Pieza

### Bolsa Drenable con Barrera Cutánea Plana CeraPlus



- 8931** (Recortable)
- » Bolsa Drenable de 30 cm de longitud
  - » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
  - » Con Marco Adhesivo
  - » Cierre Integrado Lock 'n Roll
  - » Sin Filtro Integrado
  - » Con Páneles *ComfortWear* - sólo dorso

Caja con 10

Ultra Transparente

Código	Recortable Hasta:
8931	64 mm



- 8901** (Recortable)
- » Bolsa Drenable de 30 cm de longitud
  - » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
  - » Con Marco Adhesivo
  - » Cierre Integrado Lock 'n Roll
  - » Con Filtro Integrado AF300
  - » Con Páneles *ComfortWear* - ambos lados

Caja con 10

Beige con Ventana de Visualización

Código	Recortable Hasta:
8901	64 mm

## Bolsa Drenable con Barrera Cutánea Plana CeraPlus (continúa)



- 89xx** (Pre-Cortada)
- » Bolsa Drenable de 30 cm de longitud
- » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
- » Con Marco Adhesivo
- » Cierre Integrado Lock'n Roll
- » Con Filtro Integrado AF300
- » Con Páneles *ComfortWear* - ambos lados

Caja con 10

Beige con Ventana de Visualización

Código

Pre-Cortada a:

8925	25 mm
8930	30 mm
8935	35 mm
8940	40 mm

## Bolsa Drenable con Barrera Cutánea Convexa CeraPlus



- 895xx** (Recortable)
- » Bolsa Drenable de 30 cm de longitud
- » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
- » Con Marco Adhesivo
- » Cierre Integrado Lock'n Roll
- » Con Filtro Integrado AF300
- » Con Páneles *ComfortWear* - ambos lados
- » Soft Convex
- » Con Presillas para cinturón

Caja con 5



Beige con Ventana de Visualización

Código

Recortable Hasta:

8954	25 mm
8958	38 mm
89511	55 mm



- 896x** (Pre-Cortada)
- » Bolsa Drenable de 30 cm de longitud
- » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
- » Con Marco Adhesivo
- » Cierre Integrado Lock'n Roll
- » Con Filtro Integrado AF300
- » Con Páneles *ComfortWear* - ambos lados
- » Soft Convex
- » Con Presillas para cinturón

Caja con 5



Beige con Ventana de Visualización

Código

Pre-Cortada a:

8960	19 mm
8961	22 mm
8962	25 mm
8963	29 mm

## Bolsa Drenable con Barrera Cutánea Convexa CeraPlus (continúa)



### 891xx (Recortable)

- » Bolsa Drenable de 30 cm de longitud
- » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
- » Con Marco Adhesivo
- » Cierre Integrado Lock'n Roll
- » Con Filtro Integrado AF300
- » Con Páneles *ComfortWear* - ambos lados
- » Con Presillas para cinturón

Caja con 5



Beige con Ventana de Visualización

Código

Recortable Hasta:

8914	25 mm
8918	38 mm
89111	51 mm



### 898xx (Recortable)

- » Bolsa Drenable de 30 cm de longitud
- » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
- » Con Marco Adhesivo
- » Cierre Integrado Lock'n Roll
- » Con Filtro Integrado AF300
- » Con Páneles *ComfortWear* - ambos lados
- » Con Presillas para cinturón

Caja con 5



Ultra Transparente

Código

Recortable Hasta:

8984	25 mm
8988	38 mm
89811	51 mm



### 899x (Pre-Cortada)

- » Bolsa Drenable de 30 cm de longitud
- » Barrera Cutánea *CeraPlus* (uso extendido)
- » Con Marco Adhesivo
- » Cierre Integrado Lock'n Roll
- » Con Filtro Integrado AF300
- » Con Páneles *ComfortWear* - ambos lados
- » Con Presillas para cinturón

Caja con 5



Beige con Ventana de Visualización

Código


Pre-Cortada a:

8990	19 mm
8991	22 mm
8992	25 mm
8993	29 mm

# La Ventaja de las Ceramidas

Las ceramidas son un componente natural de la piel, consistentes en moléculas lipídicas cerosas. Contribuyen a la formación de una barrera protectora impermeable uniendo a las células de la capa más externa de la piel (epidermis) entre sí.

Las ceramidas ayudan a prevenir la pérdida de agua que puede ocasionar daño cutáneo o sequedad. Muchos de los productos humectantes para la piel contienen ceramidas con la intención de proteger a la piel contra la pérdida de su humectación natural.



Nuestra inspiración  
para todo  
lo que hacemos  
es mantener la  
piel periestomal  
sana

# New Image

## Sistema Colector de Dos Piezas

## Sistema de Identificación por Colores.

Para ayudarle a seleccionar los componentes compatibles del Sistema Colector de Dos Piezas New Image, cada etiqueta en el empaque primario tiene un código de colores. Primero elija la barrera cutánea apropiada al tamaño del estoma y necesidades del paciente, luego elija la bolsa adecuada y que corresponde al color del código de la barrera.

44mm

57mm

70mm

102mm





### Barrera Cutánea Plana con Aro de Ensamble Flotante Integrado



**1460x** (Recortable)

- » Barrera Cutánea *Flexend* (uso extendido)
- » Con Marco Adhesivo

Caja con 5



Código	Color	Aro de Ensamble	Recortable Hasta:
14602		44 mm	32 mm
14603		57 mm	44 mm
14604		70 mm	57 mm
14606		102 mm	89 mm



**1500x** (Recortable)

- » Barrera Cutánea *SoftFlex* (uso estándar)
- » Sin Marco Adhesivo

Caja con 5




Código	Color	Aro de Ensamble	Recortable Hasta:
15002		44 mm	32 mm
15004		70 mm	57 mm



**1560x** (Recortable)

- » Barrera Cutánea *Flexend* (uso estándar)
- » Sin Marco Adhesivo

Caja con 5

Código	Color	Aro de Ensamble	Recortable Hasta:
15602		44 mm	32 mm
15603		57 mm	44 mm
15604		70 mm	57 mm




## Barrera Cutánea Convexa con Aro de Ensamble Flotante Integrado

Caja con 5



- 1480x** (Recortable)  
 ▶ Barrera Cutánea *Flexend* (uso extendido)  
 ▶ Con Marco Adhesivo











Código	Color	Aro de Ensamble	Recortable Hasta:
14802		44 mm	25 mm
14803		57 mm	38 mm
14804		70 mm	51 mm

Caja con 5



- 1490x** (Recortable)  
 ▶ Barrera Cutánea *Flexend* (uso extendido)  
 ▶ Con Marco Adhesivo



Código	Color	Aro de Ensamble	Recortable Hasta:
14901		44 mm	16 mm
14902		44 mm	19 mm
14903		44 mm	22 mm
14904		44 mm	25 mm
14905		57 mm	29 mm
14906		57 mm	32 mm
14907		57 mm	35 mm
14908		57 mm	38 mm
14908		70 mm	41 mm
14910		70 mm	44 mm
14911		70mm	51 mm



## Sabías que...

- Colocar la barrera cutánea en forma de diamante ayuda a prevenir el enroscamiento en las orillas.
- Cada caja de bolsas de New Image incluye una bolsa plástica de color oscuro para desechar la bolsa previamente usada.
- Todas las cajas de barreras New Image recortables contienen una guía de medición del estoma.

## Bolsas Drenables



### 1818x/1819x

- ▶▶ Bolsa Drenable de 30 cm de Longitud
- ▶▶ Con Filtro Integrado AF300
- ▶▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶▶ Con Páneles *ComfortWear*
  - Transparente -- sólo dorso
  - Beige -- ambos lados

Caja con 10

Transparente	Beige	Color	Aro de Ensamble
18192	18182		44 mm
18193	18183		57 mm
18194	18184		70 mm



### 1811x/1813x/1800x

- ▶▶ Bolsa Drenable de 30 cm de Longitud
- ▶▶ Sin Filtro Integrado AF300
- ▶▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶▶ Con Páneles *ComfortWear*
  - Transparente y Ultra transparente -- sólo dorso
  - Beige -- ambos lados

Caja con 10

Transparente	Beige	Ultra Transparente	Color	Aro de Ensamble
18132	18112			44 mm
18133	18113			57 mm
18134	18114			70 mm
		18006		102mm



### 1810x

- ▶▶ Bolsa Drenable de 30 cm de Longitud
- ▶▶ Sin Filtro Integrado AF300
- ▶▶ Cierre con Pinza para Ostomía
- ▶▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶▶ Con Páneles *ComfortWear* -- sólo dorso

Caja con 10

Transparente	Color	Medida de Aro
18102		44 mm
18103		57 mm
18104		70 mm



## Bolsas Cerradas



### 1837x

- ▶▶ Bolsa Cerrada de 23 cm de Longitud
- ▶▶ Con Filtro Integrado AF300
- ▶▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶▶ Con Páneles *ComfortWear* -- ambos lados

Caja con 30

Beige	Color	Medida de Aro
18372		44 mm
18373		57 mm
18374		70 mm


## Bolsas para Urostomía



### 184xx

- ▶▶ Bolsa para Urostomía de 23 cm de Longitud
- ▶▶ Con Válvulas Antireflujo
- ▶▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶▶ Con Páneles *ComfortWear* -- sólo dorso

Caja con 10  
Incluye 1 Adaptador

Ultra Transparente	Transparente	Color	Aro de Ensamble
18422	18402		44 mm
18423	18404		57 mm
	18404		70 mm

Un ajuste y  
formulación  
correctos, es la  
clave para obtener  
resultados  
positivos

Premier

# Premier

**Sistema Colector de Una Pieza**

## Bolsas Drenables con Barrera Plana



- 8531/ 8631** (Recortable)
- » Bolsa Drenable de 30 cm de Longitud
  - » Barrera Cutánea *Flexend* (uso extendido)
  - » Con Marco Adhesivo
  - » Sin Filtro Integrado AF300
  - » Con Páneles *ComfortWear* -- sólo dorso

Caja con 10

Ultra Transparente	Transparente	Cierre	Recortable Hasta:
8531		Integrado Lock 'n Roll	64 mm
	8631	Pinza para Ostomía	64 mm

## Bolsas Drenables con Barrera Convexa



- 851x/859x** (Pre-Cortada)
- » Bolsa Drenable de 30 cm de Longitud
  - » Barrera Cutánea *Flexend* (uso extendido)
  - » Con Marco Adhesivo
  - » Sin Filtro Integrado
  - » Con Cierre de Lock 'n Roll
  - » Con Presilas para Cinturón
  - » Con Páneles *ComfortWear*
    - Transparente -- sólo dorso
    - Beige -- ambos lados



Caja con 10

Transparente	Beige	Pre-Cortada a:
8510		19 mm
8511		22 mm
	8592	25 mm
	8593	29 mm
8514	8594	32 mm
8515		35 mm
85116	8596	38 mm
85118		45 mm
85119	8599	51 mm

## Bolsa Cerrada con Barrera Plana



- 82300** (Recortable)
- » Bolsa Cerrada
  - » Barrera Cutánea Plana *SoftFlex* (uso estandar)
  - » Sin Marco Adhesivo
  - » Con Filtro Integrado AF300
  - » Con Páneles *ComfortWear* -- ambos lados

Caja con 30

Código	Recortable Hasta:	Longitud de la Bolsa
82300	55 mm	23 cm

## Bolsas para Urostomía



- 8460** (Recortable)
- » Bolsa para Urostomía
  - » Barrera Cutánea Plana *Flexend* (uso extendido)
  - » Con Válvulas Antirreflujo
  - » Con Marco Adhesivo
  - » Con Páneles *ComfortWear* -- sólo dorso

Caja con 10

Transparente	Recortable Hasta:	Longitud de la Bolsa
8460	64 mm	23 cm




- 848x** (Pre-Cortada)
- » Bolsa para Urostomía
  - » Barrera Cutánea Convexa *Flexend* (uso extendido)
  - » Con Válvulas Antirreflujo
  - » Con Presillas para Cinturón
  - » Con Marco Adhesivo
  - » Con Páneles *ComfortWear* -- sólo dorso



Caja con 5

Transparente	Recortable Hasta:	Longitud de la Bolsa
8480	13 mm	23 cm
8481	16 mm	23 cm
8488	38 mm	23 cm
8489	44 mm	23 cm



Un ajuste seguro  
es necesario para  
prevenir fugas y  
brindar comodidad  
al paciente

Pouchkins

# Pouchkins

**Sistema Colector Pediátrico**

## Sistemas Colectores de Una Pieza



### 3777 (Recortable)

Caja con 15

- » Bolsa Cerrada/Drenable Premie
- » Barrera Cutánea Plana *SoftFlex* (uso estandar)
- » Sin Marco Adhesivo
- » Sin Orificio de Inicio para Recorte
- » Sin Filtro Integrado
- » Cierre con Cinta Suave Adherible (si se desea drenable)

Código	Recortable Hasta:	Longitud de la Bolsa
3777	15 mm	11.5 cm



### 3778 (Recortable)

Caja con 15

- » Bolsa Cerrada/Drenable Recién Nacido
- » Barrera Cutánea Plana *SoftFlex* (uso estandar)
- » Sin Marco Adhesivo
- » Sin Orificio de Inicio para Recorte
- » Sin Filtro Integrado
- » Cierre con Cinta Suave Adherible (si se desea drenable)

Código	Recortable Hasta:	Longitud de la Bolsa
3778	35 mm x 22 mm	16 cm



### 3796 (Recortable)

Caja con 10

- » Bolsa Drenable Infante
- » Barrera Cutánea Plana *SoftFlex* (uso estandar)
- » Sin Marco Adhesivo
- » Sin Orificio de Inicio para Recorte
- » Sin Filtro Integrado
- » Cierre Integrado Lock 'n Roll
- » Con Páneles *ComfortWear* -- sólo dorso

Transparente Código	Recortable Hasta:	Longitud de la Bolsa
3796	38 mm	16 cm

## Sistemas Colectores de Una Pieza (continúa)



- 3795** (Recortable)
- » Bolsa Drenable Pediátrica
  - » Barrera Cutánea Plana *SoftFlex* (uso estandar)
  - » Sin Marco Adhesivo
  - » Sin Orificio de Inicio para Recorte
  - » Con Filtro Integrado AF300
  - » Cierre Integrado Lock 'n Roll
  - » Con Páneles *ComfortWear* -- sólo dorso

**Caja con 10**

Transparente  
Código

Recortable Hasta:

Longitud de la Bolsa

3795

51 mm

18 cm



- 3797** (Recortable)
- » Bolsa para Urostomía Pediátrica
  - » Barrera Cutánea Plana *SoftFlex* (uso estandar)
  - » Sin Marco Adhesivo
  - » Sin Orificio de Inicio para Recorte
  - » Con Válvulas Antirreflujo y Drenaje con Tapa Integrada
  - » Con Páneles *ComfortWear* -- sólo dorso

**Caja con 10  
Incluye 1 Adaptador**

Transparente  
Código

Recortable Hasta:

Longitud de la Bolsa

3797

38 mm

22 cm

¿?

## Sabías que...

Las Bolsas Premie y Recién Nacido de Hollister se pueden hacer drenables a consideración, con tan sólo recortar la parte inferior de la bolsa y adhiriendo la Cinta Suave.


## Sistema Colector de Dos Piezas



### 3761 (Recortable)

Caja con 5

- ▶▶ Barrera Cutánea Plana *SoftFlex* (uso estandar)
- ▶▶ Sin Marco Adhesivo
- ▶▶ Sin Orificio de Inicio para Recorte
- ▶▶ Barrera Cutánea Plana *SoftFlex* (uso estandar)


Código	Color	Aro de Ensamble	Recortable Hasta:
3761		44 mm	32 mm



### 3799

Caja con 10

- ▶▶ Bolsa Drenable Pediátrica
- ▶▶ Sin Filtro Integrado
- ▶▶ Cierre Integrado Lock 'n Roll
- ▶▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶▶ Con Páneles *ComfortWear*-- sólo dorso

Código	Color	Aro de Ensamble	Longitud de la Bolsa:
3799		44 mm	16 cm

## Cinturón para Ostomía Pediátrico



### 3774

Caja con 1

- ▶▶ Cinturón para Ostomía Pediátrico
- ▶▶ Ajustable, Libre de Latex
- ▶▶ Color Blanco

Código	Medida
3761	25-43 cm

## TIPS

La bolsa Pouchkins Premie (3777) está recomendada para bebés de bajo peso al nacer, tiene una capacidad de 50 ml. Si su capacidad es insuficiente considere utilizar una bolsa para Recién Nacido (3778).

Si usted requiere la bolsa Pouchkins Premie (3777) como drenable, recorte cuidadosamente la parte inferior por arriba de la costura (si se recorta demasiado la capacidad se reduce). Utilice la Cinta Suave Adherible para cerrar o drenar la bolsa.



La bolsa Recién Nacido (3778) tiene una válvula de drenaje en la parte inferior, si el efluente se vuelve demasiado espeso, puede cortar en el fondo a través de los estabilizadores de plástico ubicados dentro de la bolsa y eliminarlos. Adhiera la Cinta Suave en el extremo inferior (si recorta demasiado la capacidad se reduce).

Si la capacidad es insuficiente considere una bolsa pediátrica (3796 ó 3795).

La piel alrededor del estoma no debe estar irritada o lesionada. Si la piel está lesionada o irritada consulte a su médico y/o enfermera terapeuta.

Los accesorios  
pueden mejorar  
el rendimiento de la  
barrera cutánea y  
promueven una  
piel sana

Adapt

# Adapt

## Accesorios para O stomía

## Adapt Anillos de Barrera Cutánea



- 795xx**
- » Anillos Convexos
  - » Barrera Cutánea *Flexlend*
  - » Con memoria elastomérica

Caja con 10



Código

Diámetro Interno

79520	20 mm (puede ser alargado hasta 25 mm)
79530	30 mm (puede ser alargado hasta 35 mm)
79540	40 mm (puede ser alargado hasta 45 mm)



- 780x**
- » Anillos Planos
  - » Barrera Cutánea *Flexlend M*
  - » Moldeables

Caja con 10

Código

Diámetro Externo

Grosor

7805	48 mm	4.5 mm
7806	98 mm	2.3 mm

## Adapt Tiras de Barrera Cutánea



- 79400**
- » Tiras de Barrera
  - » Barrera Cutánea *Flexlend*
  - » Con memoria elastomérica

Caja con 10

Código

Gramaje

Longitud

79400	60 gr	13 cm
-------	-------	-------

## Pasta de Barrera Cutánea



- 79300**
- » Pasta Adapt
  - » Da uniformidad a la piel periestomal
  - » Crea un sello alrededor del estoma

Caja con 1

Código

Gramaje

79300	60 gr
-------	-------



- 7910**
- » Pasta Karaya
  - » Da uniformidad a la piel periestomal
  - » Crea un sello alrededor del estoma

Caja con 1

Código

Gramaje

7910	128 gr
------	--------

## Polvo de Hidrocoloide



- 7906**
- ▶▶ Polvo Adapt
  - ▶▶ Controla la humedad de la piel periestomal
  - ▶▶ Botella Dispensora

Caja con 1

Código

7906

Gramaje

28.3 gr



- 7905**
- ▶▶ Polvo Karaya
  - ▶▶ Controla la humedad de la piel periestomal
  - ▶▶ Botella Dispensora

Caja con 1

Código

7905

Gramaje

71 gr

## Adapt Toallitas Dermoprotectoras



- 7917**
- ▶▶ Protege la piel de expuesta a adhesivos
  - ▶▶ Fórmula libre de alcohol y con Aloe Vera
  - ▶▶ Comodidad sin irritación
  - ▶▶ Presentación individual sustentable

Caja con 50

Código

7917

Medida

7 x 3.3 centímetros

## Adapt Removedor Universal



- 7760**
- ▶▶ Removedor Universal de Adhesivos
  - ▶▶ Previene las lesiones por despegamiento
  - ▶▶ Fórmula libre de alcohol a base de silicón
  - ▶▶ Presentación Individual sustentable en toallitas

Caja con 50

Código

7760

Medida

5 x 3.7 centímetros

## Adapt Lubricante y Desodorante



- 7850x**
- ▶▶ Lubrica la bolsa, facilita el drenado
  - ▶▶ Deodoriza el contenido
  - ▶▶ Evita que se adhieran los desechos fecales

Código	Presentación	Cantidad
78500	Botella con 236 ml	Caja con 1
78501	Sobre individual con 8 ml	Caja con 50 sobres

## Adapt Pinza para Ostomía



- 8770**
- ▶▶ En forma de guillotina
  - ▶▶ Ergonómica
  - ▶▶ Para bolsas de ostomía drenables (8631 y 1810x)

Caja con 20

Código	Color
8770	Beige

## Adapt Cinturón para Ostomía



- 7300/7299**
- ▶▶ Auxiliar para mejorar la altura del estoma
  - ▶▶ Ajustable y libre de látex
  - ▶▶ Para equipos de una pieza convexos y equipos de dos piezas

Caja con 1

Código	Tamaño	Medida
7300	Mediano	58 cm - 109 cm
7299	Grande	86 cm - 165 cm



## Sabías que...

Al utilizar la diversidad de accesorios Adapt de Hollister mejora el ajuste de los sistemas colectores al estoma y puede evitar el daño en la piel periestomal.



## La Fórmula para una Piel Periestomal Sana

Un ajuste seguro evita las filtraciones y mejora la comodidad, una formulación adecuada protege la piel del contacto con las secreciones. Juntos, Ajuste y Formulación crean el Ambiente Adecuado para tener una Piel Sana y obtener Resultados Positivos.

Hollister  
Continencia

Catálogo de  
Productos

Continencia

[www.hollister.com.mx](http://www.hollister.com.mx)



La prevención de  
accidentes de  
incontinencia  
brinda comodidad  
y seguridad



InView

# InView

## Catéter Externo Masculino

## InView Catéter Externo Masculino




### 975xx

- » Auto Adhesivo
- » Material transparente para monitorear la piel
- » Hecho de silicona, sin látex
- » Longitud Estándar

Caja con 30

Código	Tamaño	Diámetro
97525	Chico	25 mm
97529	Mediano	29 mm
97532	Intermedio	32 mm
97536	Grande	36 mm
97541	Extra Grande	41 mm




¿?

## Sabías que...


InView, el Catéter Externo Masculino, es la opción ideal para los hombres frente a la incontinencia urinaria. Está diseñado para permitir un uso frecuente. Disponible en una variedad de diámetros para garantizar el correcto ajuste. InView ayuda al paciente a la prevención de accidentes de incontinencia.

## Consejos de Uso


1. Limpie y seque bien el pene. No use lociones, polvos, cremas o ungüentos sobre la piel.
2. Recorte el vello según sea necesario.
3. Asegúrese de tener una buena visualización y acceso a la zona.
4. Abra el empaque e identifique cómo está enrollado el catéter (Fig.1).
5. Desenrolle el catéter sobre el pene (Fig. 2 y 3).
6. Apriete suavemente a nivel del cuerpo del pene para asegurar un buen contacto entre el adhesivo y la piel (Fig. 4).
7. Conecte la punta del catéter a un colector nocturno o una bolsa para pierna.
8. Coloque el colector de drenaje por debajo del nivel de la vejiga para facilitar su drenaje.




(Fig. 1)



(Fig. 2)




(Fig. 3)



(Fig. 4)

No utilice sobre la piel irritada o en riesgo.

No utilice si se produce una reacción alérgica.

An elderly couple is shown in profile, looking through binoculars on a boat. The man is in the foreground, wearing a green jacket, and the woman is behind him, wearing a light-colored top. They are both smiling and appear to be enjoying their time together. The background is bright and slightly blurred, suggesting an outdoor setting like a boat deck.

El balance  
seguro entre  
facilidad de uso  
y protección  
para la retención  
urinaria

Apogee

# Apogee

## Cateterismo Intermitente

## Apogee IC Catéter de Drenaje Urinario Intermitente



- ▶ **1xx16**
- ▶ Suave y no Lubricado, Estéril
- ▶ Libre de látex
- ▶ Ojales Suaves y Desvanecidos

Caja con 30

Código	Tamaño	Medida
10616	6 Fr	40 cm
10816	8 Fr	40 cm
11016	10 Fr	40 cm
11216	12 Fr	40 cm
11416	14 Fr	40 cm
11616	16 Fr	40 cm
11816	18 Fr	40 cm

## Apogee IC



Catéter Intermitente

*Cómodo. Calidad de confianza.*



**Conector Universal Suave**


## ¿Cómo funciona el sistema urinario?



- 1 La orina es producida por los riñones, los cuales filtran los productos de desecho fuera del organismo.
- 2 Los desechos líquidos pasan por tubos llamados uréteres hasta la vejiga, órgano que almacena la orina.
- 3 Cuando la vejiga se llena, se envía una señal al cerebro para indicarle al músculo del esfínter de la uretra que se relaje y a la vejiga que se contraiga.
- 4 La orina fluye por la uretra, tubo natural por el que sale la orina desde la vejiga y fuera del cuerpo.

## Autocateterismo Intermitente (ACI)

Cuando la vejiga no se vacía sola, podría recomendarse el ACI. El autocateterismo se debe realizar bajo asesoramiento médico y únicamente de acuerdo con las instrucciones que se proporcionan. Implica utilizar un catéter para drenar la orina de la vejiga por la uretra. La frecuencia del cateterismo dependerá de la capacidad de la vejiga previa indicación médica.



Un sistema integral  
para el cuidado  
de la continencia  
promueve la  
independencia  
y la calidad de vida

Accesorios

# Accesorios

## Incontinencia y Urostromía

## Tubo Adaptador para drenaje de Urostomía



**7331**

**Caja con 10**

- » Ensamble Seguro y Hermético
- » Conexión a colectores de mayor capacidad
- » Para bolsas de Urostomía Hollister

Código

7331

## Tubo Extensor



**9345**

**Caja con 10**

- » Resistente a torceduras
- » Ovalado, con diámetro interno de 0.9 cm
- » Elastómero termoplástico, sin látex

Código

9345

Longitud

46 cm

¿?

## Sabías que...

El tubo extensor 9345 puede ser utilizado para conectar las bolsas de Urostomía Hollister y los Catéteres Externos Masculinos InView a colectores de orina de mayor capacidad para uso nocturno o para uso ambulatorio a la pierna el paciente.

## Bolsa Nocturna para Recolección de Orina



- 9839**
- » Sistema Cerrado, Estéril
  - » Puerto para toma de muestras
  - » Cámara Antireflujo
  - » Pinza oclusora en el tubo de drenaje
  - » Graduada, sin látex

**Caja con 20**

Código	Capacidad
9839	2000 ml

## Bolsa para Pierna Recolectora de Orina



- 9814/9805**
- » Con Válvula Antireflujo
  - » Hecha de vinilo, sin látex
  - » Perfil discreto, estéril

**Caja con 10**

Código	Capacidad
9814	540 ml
9805	900 ml

## Sujetadores para Bolsa de Pierna



- 9343**
- » Elásticos, sin látex
  - » Conexión sencilla a bolsa para pierna Hollister
  - » Ensamble Externo de baja presión

**Caja con 3 pares**

Código	Ancho	Longitud
9343	2.5 cm	58 cm

Previendo eventos  
asociados a la  
atención del  
paciente en su  
estado más  
vulnerable



# Cuidado Crítico

## Dispositivos de Sujeción

## AnchorFast Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral



**9799**

**Caja con 12**

- » Simplifica el acceso para el Aseo Oral y Aspiración de Secreciones
- » Asegura los Tubos Endotraqueales Orales
- » Barrera Cutánea *FlexTend* que se adhiere a las Mejillas
- » Dispositivo de aseguramiento con tres puntos de sujeción
- » Riel de movimiento para facilitar recolocación
- » Fácil Colocación, Cuidado y Remoción
- » Empaque Individual no Estéril

Código

9799

Diámetro Interno del Tubo

5 a 10 mm

## AnchorFast SlimFit Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral



**9787**

**Caja con 12**

- » Simplifica el acceso para el Aseo Oral y Aspiración de Secreciones
- » Asegura los Tubos Endotraqueales Orales
- » Barrera Cutánea *FlexTend* que se adhiere a las Mejillas
- » Dispositivo de aseguramiento con tres puntos de sujeción
- » Riel de movimiento para facilitar recolocación
- » Fácil Colocación, Cuidado y Remoción
- » Empaque Individual no Estéril
- » Diseño pequeño para estructura facial pediátrica

Código

9787

Diámetro Interno del Tubo

4 a 8 mm

## Dispositivo de Sujeción Horizontal de Tubos (HTAD)

Caja con 5



**9781**

- » Sujeción paralela a la piel
- » Versatilidad de uso, catéteres calibre 5 a 40 Fr
- » Sujeción en punto de salida o a distancia
- » Barrera cutánea *FlexWear*
- » Marco Adhesivo Microporoso
- » Empaque Individual Estéril

Código

9781

## Dispositivo de Sujeción de Tubos de Alimentación (FTAD)

Caja con 20



**9786**

- » Asegura sondas Nasogástricas / Nasointestinales de Calibre 5 a 18 Fr Alimentación o Succión
- » Barrera Cutánea *FlexWear*
- » Forma de mariposa ergonómica al dorso de la nariz
- » Pinza de sujeción a distancia y pendulante
- » Empaque individual no Estéril

Código

9786

Haciendo  
la Diferencia  
en el  
Camino  
de la Vida



# Códigos

## Guía de Selección de Códigos

<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>
1120x.....	4	8770.....	21
1519x.....	4	7300.....	21
1140x.....	4	7299.....	21
1530x.....	5	975x.....	23
1150x.....	5	1xx16.....	25
8931.....	5	7331.....	27
8901.....	5	9345.....	27
89xx.....	6	9839.....	28
895xx.....	6	9814.....	28
896xx.....	6	9805.....	28
891xx.....	7	9343.....	28
898x.....	7	9799.....	29
899x.....	7	9787.....	29
146x.....	9	9781.....	30
1500x.....	9	9786.....	30
1560x.....	9		
148x.....	10		
149x.....	10		
1818x.....	11		
1811x/1813x/1800x.....	11		
1810x.....	11		
18137x.....	12		
1842x.....	12		
8531/8631.....	13		
851x/859x.....	13		
82300.....	14		
8460.....	14		
848x.....	14		
3777.....	15		
3778.....	15		
3796.....	15		
3795.....	16		
3797.....	16		
3761.....	17		
3799.....	17		
3761.....	17		
795xx.....	19		
780x.....	19		
79400.....	19		
79300.....	19		
7910.....	19		
7906.....	20		
7905.....	20		
7917.....	20		
7760.....	20		
78500.....	21		

## Productos en apego al Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación 2017. Consejo de Salubridad General.

Clave	Descripción	Código Hollister
060.125.1879	Bolsa para Recolección de Orina	9839
060.168.1752	Sonda para Drenaje Urinario 8Fr	10816
060.125.6595	Sonda para Drenaje Urinario 10Fr	11016
060.125.6611	Sonda para Drenaje Urinario 12Fr	11216
060.125.6637	Sonda para Drenaje Urinario 14Fr	11416
060.125.6652	Sonda para Drenaje Urinario 16Fr	11616
060.125.6678	Sonda para Drenaje Urinario 18Fr	11816
060.125.0590	Bolsa para Ileostomía o Colostomía. Equipo de Dos Piezas	Barreras New Image 57mm o 70mm (1460x, 1500x, 1560x, 1120x o 1510x) Bolsas New Image 57mm o 70mm (1813x o 1810x)
060.125.3917	Bolsa para Ileostomía o Colostomía Tamaño Neonatal	3796
060.125.3776	Bolsa para Ileostomía o Colostomía Tamaño Infantil	3795
060.125.0582	Bolsa para Ileostomía o Colostomía. Tamaño Adulto	8631, 8531 o 8931
060.345.2053	Adaptadores para Urostomía	Barreras New Image 57 o 70mm (1460x, 1500x, 1560x, 1120x o 1510x) Bolsas New Image 57mm o 70mm (18423 o 18404) Cople Conector (7331) Bolsa de Pierna (9805 o 9814) Sujetadores para Bolsa de Pierna (9343)

## Productos en apego al SAICA. Secretaría de Salud CDMX.

SAICA 060.FIJA.SS01	Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast	9799
SAICA 060.FIJA.SS03	Dispositivo de Sujeción Horizontal de Tubos (HTAD)	9781
SAICA 060.FIJA.SS02	Dispositivo de Sujeción de Tubos de Alimentación (FTAD)	9786



Hollister, S.A. de C.V.  
(55) 6820 5000  
01 800 823 7007  
[www.hollister.com.mx](http://www.hollister.com.mx)  
[hollister.mexico@hollister.com](mailto:hollister.mexico@hollister.com)

Haciendo la Diferencia  
en el Camino de la Vida.